



## DEPILACIÓN LÁSER

La depilación láser que transforma la experiencia de tus pacientes. Con tres longitudes de onda independientes, TRINEXA LUMUS ofrece resultados permanentes, rápidos y efectivos en todo tipo de piel.

Su tecnología avanzada ajusta todos los parámetros del tratamiento para adaptarse a las necesidades de cada paciente, desde la energía y la longitud de onda y el enfriamiento del cabezal, que garantiza una experiencia indolora y segura.

Con TRINEXA LUMUS, lograrás una eliminación del vello precisa y definitiva, brindando la confianza de ofrecer tratamientos de alta calidad en cualquier zona del cuerpo.

# TRINEXA LUMUS

## DEPILACIÓN LÁSER

### ARTÍCULOS QUE ACOMPAÑAN AL EQUIPAMIENTO

- Manual de usuario
- Manípulo punta de zafiro
- Cable de alimentación
- Herramienta de inyección de agua
- Interruptor de pie
- Par de gafas protectoras láser

#### Opcionales:

- Spot size distintos tamaños

### PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS

- Longitud de onda: 755nm / 808nm / 1064nm
- Modo: Pulsado
- Tamaño del spot: 1,5 cm x 1,5cm
- Densidad de energía: 20-70J/cm ( $\pm 2\%$ )
- Ancho de pulso: 5-400ms
- Frecuencia: 1-10Hz
- Potencia del láser: 600W
- Potencia de entrada: 2000W
- Pantalla: Pantalla táctil de 10.4 pulgadas
- Sistema de enfriamiento: Enfriamiento por agua + enfriamiento por aire + enfriamiento electrónico TEC (enfriamiento por agua: 2,5 L con cambio mensual)
- Voltaje: CA 220V $\pm 10\%$  15A 50-60Hz, 110V $\pm 10\%$  25A 50-60Hz
- Fusible: 15A

### PRINCIPALES PARÁMETROS FÍSICOS

- Tamaño de la máquina: 39cm38cm96cm
- Peso neto/bruto: 38KG/49KG